

POKYNY PRO PACIENTY



NEMOCNICE
JABLONEC NAD NISOU, p. o.

Vyšetření na okultní krvácení

PP OKBH 02

Odběr stolice na vyšetření přítomnosti lidského krevního barviva (okultní krvácení)

Před odběrem není třeba držet žádnou speciální dietu.

Tekutinu ve zkumavce nepijte!

Na odběrovou nádobku napište své **jméno, příjmení, rodné číslo a datum odběru.**

Vzorek stolice odeberte do čisté nádoby nebo na čistý papír, **stolice nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo dezinfekčními a čistícími prostředky**, toto vede ke zkreslení výsledků testu. Pokud je na stolici viditelná krev, vzorek neodebírejte, počkejte na další stolici.

Odšroubujte zelené víčko odběrové nádoby, které je spojeno s tyčinkou pro vlastní odběr vzorku.

Tyčinku zabořte do 5-6 různých míst stolice a nakonec vložte zpět do odběrové nádoby a zašroubujte. **Nevkládejte odběrovou tyčinku se stolicí do odběrové nádoby opakovaně**, příliš velké množství odebrané stolice vede ke znehodnocení testu.

Po odběru stolice vzorek uchovejte v lednici a **co nejdříve** odneste ke svému praktickému lékaři.